

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ FÜR IHREN DEFIBRILLATOR

Sichere Defibrillator-Aufbewahrung mit optional
zahlreichen technischen Funktionen

NEU!



RETTUNG



Ihr Fachhandelspartner:

AED-Schutzschränke von **AIVIA**

GRAMM medical healthcare GmbH
www.gramm-medical.de

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. 09/16

© GRAMM medical 2017

WM 163.00008

ein Produkt von:





Die sichere Aufbewahrung Ihres Defibrillators ist das A und O.

Die AIVIA-Serie stellt eine große Bandbreite an AED-Schutzschränken zur Verfügung, die an die **spezifischen Geräteanforderungen und Umweltbedingungen** optimal angepasst sind. Der **AIVIA S-Schutzschrank** und der **AIVIA 100-Schutzschrank** wurden für den Innenbereich entwickelt. Mit dem **AIVIA 200-Schutzschrank** sind Sie auch bestens im Outdoor Bereich ausgestattet.

Automatische Externe Defibrillatoren (AED) haben inzwischen Einzug in unseren Alltag gefunden und sind einem breiten Publikum zugänglich. Die im öffentlichen Bereich bereitgestellten **Public Access Defibrillatoren (PAD)** haben den Zweck, die Überlebensrate bei Herzstillstand durch **schnelles, effektives Eingreifen** zu verbessern.

Die **AIVIA AED-Schutzschränke** sind optimal an ihre Umgebung angepasst und umfassen ein **großes Spektrum an technischen Funktionen**, die ein schnelles und sicheres Reagieren in Notfallsituationen gewährleisten.

Mögliche Features der AIVIA-Produkte:

- Defibrillator zugänglich durch freie Öffnung, durch Eingabe eines Codes oder durch eine RFID-Chipkarte
- Notarzttruf über den Schutzschrank (RTC - analoge Telefonie, GSM - Mobiltelefone, GPRS oder VoIP)
- Fernüberwachung des AED-Schranks per Internet (Ethernet, GPRS)
- Personenfoto bei Öffnung/Herausnahme des AED
- Möglichkeit zur Geolokalisation (Landkartenlokalisierung)

Der **AIVIA S** AED-Schutzschrank für Innen, um zu schützen was wichtig ist.



freie Öffnung, von Siegeln geschützt

Abdeckung: transparentes Polykarbonat (UV-geschützt)

Korpus aus bruchsicherem ABS-Kunststoff

AED-Schutzschrank AIVIA 100



- Produkteigenschaften siehe AED-Schutzschrank AIVIA S + Alarmsirene (95 dB) zur Diebstahlsicherung
- Größe: 388 x 201 x 423 mm
- Gewicht: ca. 3500 g

Art. Nr.: 700.002.10001

Auch für den Outdoor Einsatz geeignet: AED-Schutzschrank AIVIA 200

- Produkteigenschaften siehe AED-Schutzschrank AIVIA S + Alarmsirene (105 dB) zur Diebstahlsicherung und Heizung
- Größe: 388 x 201 x 423 mm
- Gewicht: ca. 3500 g

Mögliche Option: Bornavie Ständer (24 V)
Trafo 220 V / 24 V
Bornavie Ständer mit Trafo 220 V / 24 V

Art. Nr.: 700.002.10002

AED-Schutzschrank AIVIA S



- Schutzschrank für Automatische Externe Defibrillatoren (AED)
- sichere und einfache Anwendung
- Korpus aus bruchsicherem ABS-Kunststoff
- Abdeckung: transparentes Polykarbonat (UV-geschützt)
- freie Öffnung, von Siegeln geschützt
- Größe: 330 x 185 x 380 mm
- Gewicht: ca. 2000 g

Art. Nr.: 700.002.10000