

First aid. Best solutions.



GRAMM
medical

PRODUKTSORTIMENT DETECT



Erste Hilfe | Augenspülung | Qualitätspflaster | Verbandstoffe

Wussten Sie schon? Der Erste-Hilfe-Koffer für die **Food- und Lebensmittel-industrie** basiert auf **DIN 13 157 bzw. DIN 13 169 mit detektierbaren Pflastern**.

Alle in der DIN vorgeschriebenen Pflaster sind in diesen Verbandkästen bereits als detektierbare Pflaster enthalten.

Zuverlässig erkennbarer Wundverband:
In die detektierbaren Produkte eingearbeitetes Metall wird von Metall-detektoren erkannt (detektiert).
Die auffällige blaue Farbe der detektierbaren Produkte unterstützt zusätzlich die visuelle Erkennung und sorgt für Hygiene, Sicherheit und Qualität in der Produktion.



Betriebsverbandkasten MINI detect

Kompakter Verbandkasten aus Kunststoff, ausgestattet nach DIN 13 157, staubdicht, inklusive Wandhalterung, für den stationären Einsatz.
Alle Pflasterprodukte blau und detektierbar (außer Rollenheftpflaster, nur blau).

Maße: ca. 260 x 85 x 180 mm
Farbe: orange

Art.Nr.	Ausführung	VE
418.035.91511	Verbandkoffer mit Inhalt nach DIN 13 157 / Pflaster detektierbar	1 Stück
318.000.15730	Nachfüllset zu 418.035.91511	1 Stück

Betriebsverbandkoffer DOMINO detect

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff, ausgestattet nach DIN 13 157, mit Wandhalterung und Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung, mobil und stationär einsetzbar, Verschluss verplombbar.
Alle Pflasterprodukte blau und detektierbar (außer Rollenheftpflaster, nur blau).

Maße: ca. 280 x 115 x 200 mm
Farbe: orange, mit Erste-Hilfe-Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe“

Art.Nr.	Ausführung	VE
418.035.00210	Verbandkoffer mit Inhalt nach DIN 13 157 / Pflaster detektierbar	1 Stück
318.000.15730	Nachfüllset zu 418.035.00210	1 Stück

Betriebsverbandkoffer MULTI detect

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff, ausgestattet nach DIN 13 169, mit Wandhalterung und Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung, mobil und stationär einsetzbar, Verschluss verplombbar.
Alle Pflasterprodukte blau und detektierbar (außer Rollenheftpflaster, nur blau).

Maße: ca. 420 x 150 x 330 mm
Farbe: orange, mit Erste-Hilfe-Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe“

Art.Nr.	Ausführung	VE
418.035.00410	Verbandkoffer mit Inhalt nach DIN 13 169 / Pflaster detektierbar	1 Stück
318.000.16930	Nachfüllset zu 418.035.00410	1 Stück



Detektierbare Pflaster

Wussten Sie schon? Detektierbare Pflaster mit metallischer Einlage haben sich in der Lebensmittelverarbeitung sowie auch im gesamten Verarbeitungs- und Anwenderprozess im Rahmen der Qualitätssicherung durchgesetzt.

Neben der metallischen Einlage dient die blaue Farbe der visuellen Erkennbarkeit. Wenn Sie Röntgendetektoren einsetzen, empfiehlt sich der Einsatz der **GRAMM medical X-Ray Pflaster**. → Seite 54



- hypoallergen
- elektromagnetisch detektierbar
- wasserabweisend bzw. elastisch
- atmungsaktiv

Detektierbare Pflaster sind vorgeschrieben bei folgenden Zertifizierungen:

- BRC (British Retail Consortium)
- IFS-Zertifizierung (International Food Standard)

.. und empfehlenswert bei:

- HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)



Eigenschaften

	DETECT	X-RAY
	DETECT+ELASTIC DETECT+AQUATIC	X-RAY+ELASTIC X-RAY+AQUATIC
Elastisch	+	+
Wasserabweisend	+	+
Atmungsaktiv	+	+
Hypoallergen	+	+
Für sensible Haut		
Hautfreundlich	+	+
Detektierbar (Metall)	+	
Detektierbar (Metall und Röntgen)		+



Actiomedic® DETECT Pflasterstrips

Hypoallergene und detektierbare Pflasterstrips, einzeln eingesiegelt, erhältlich in zwei Ausführungen.

Maße: 19 x 72 mm Material: Textilgewebe
50 x 72 mm Inhalt: 100 Stück
Farbe: blau



Art.Nr.	Ausführung	VE
336.023.29651	19 x 72 mm, DETECT, ELASTIC	20 Pack
336.021.05072	50 x 72 mm, DETECT, ELASTIC	20 Pack



Actiomedic® DETECT Pflasterstrips

Wasserabweisende und detektierbare Pflasterstrips, einzeln eingesiegelt.

Maße: 19 x 72 mm Material: PE
Farbe: blau Inhalt: 100 Stück



Art.Nr.	Ausführung	VE
336.021.13306	19 x 72 mm, DETECT, AQUATIC	20 Pack



Actiomedic® DETECT Fingerverbände

Atmungsaktive, hypoallergene und detektierbare Fingerverbände.

Maße: 12 x 2 cm Material: Textilgewebe
Farbe: blau Inhalt: 100 Stück



Art.Nr.	Ausführung	VE
336.023.39531	12 x 2 cm, DETECT, ELASTIC	20 Pack



Actiomedic® DETECT Fingerverbände

Wasserabweisende, hypoallergene und detektierbare Fingerverbände.

Maße: 12 x 2 cm Material: PE
Farbe: blau Inhalt: 100 Stück




Art.Nr.	Ausführung	VE
336.021.11306	12 x 2 cm, DETECT, AQUATIC	20 Pack

Actiomedic® DETECT Fingerkuppenverbände

Atmungsaktive, hypoallergene und detektierbare Fingerkuppenverbände, einzeln eingesiegelt.

Maße: ca. 43 x 68 mm Material: Textilgewebe
Farbe: blau Inhalt: 50 Stück



Art.Nr.	Ausführung	VE
336.020.43068	DETECT, ELASTIC	20 Pack



Actiomedic® DETECT Fingerkuppenverbände

Wasserabweisende, hypoallergene und detektierbare Fingerkuppenverbände, einzeln eingesiegelt.

Maße: ca. 43 x 68 mm Material: PE
Farbe: blau Inhalt: 50 Stück



Art.Nr.	Ausführung	VE
336.021.43068	DETECT, AQUATIC	20 Pack



Actiomedic® DETECT Fingergelenkverbände

Hypoallergene und detektierbare Fingergelenkverbände, einzeln eingesiegelt.

Maße: ca. 38 x 75 mm Material: Textilgewebe
Farbe: blau Inhalt: 50 Stück



Art.Nr.	Ausführung	VE
336.023.49821	DETECT, ELASTIC	20 Pack



Actiomedic® DETECT Fingergelenkverbände

Wasserabweisende, hypoallergene und detektierbare Fingergelenkverbände, einzeln eingesiegelt.

Maße: ca. 38 x 75 mm Material: PE
Farbe: blau Inhalt: 50 Stück



Art.Nr.	Ausführung	VE
336.021.49821	DETECT, AQUATIC	20 Pack





Detektierbare Pflaster


X-Ray detektierbare Pflaster



Actiomedic® DETECT Pflasterset

Hypoallergene und detektierbare Pflaster, in fünf verschiedenen Größen und Formen, einzeln eingeschiegelt.

Farbe: blau
Material: PE oder Textilgewebe
Inhalt: 50 Stück



Art.Nr.	Ausführung	Inhalt	VE
336.020.60000	DETECT, ELASTIC	10 Pflasterstrips 19 x 72 mm 10 Pflasterstrips 25 x 72 mm 10 Fingerverbände 12 x 2 cm 10 Fingerkuppenverbände ca. 43 x 68 mm 10 Fingergelenkverbände ca. 38 x 75 mm	20 Pack
336.001.60000	DETECT, AQUATIC	10 Pflasterstrips 19 x 72 mm 10 Pflasterstrips 25 x 72 mm 10 Fingerverbände 12 x 2 cm 10 Fingerkuppenverbände ca. 43 x 68 mm 10 Fingergelenkverbände ca. 38 x 75 mm	20 Pack

Actiomedic® DETECT Wundschnellverband

Individuell zuschneidbarer Wundschnellverband im Spenderkarton, elastisch, hautfreundlich und detektierbar, erhältlich in zwei Größen.

Maße: 5 m x 6 cm od. 5 m x 8 cm
Farbe: blau
Material: Textilgewebe




Art.Nr.	Ausführung	VE
336.021.12307	5 m x 6 cm, DETECT, ELASTIC	10 Pack
134.020.05087	5 m x 8 cm, DETECT, ELASTIC	10 Pack

Actiomedic® DETECT Wundschnellverband

Individuell zuschneidbarer Wundschnellverband im Spenderkarton, wasserabweisend, hautfreundlich und detektierbar, erhältlich in zwei Größen.

Maße: 5 m x 6 cm od. 5 m x 8 cm
Farbe: blau
Material: PE



Art.Nr.	Ausführung	VE
336.021.12306	5 m x 6 cm, DETECT, AQUATIC	10 Pack
336.023.19683	5 m x 8 cm, DETECT, AQUATIC	10 Pack

Kombi-Pflasterset DETECT

28-teiliges Kombi-Pflasterset, alle Pflaster in detektierbarer Ausführung und in blau.
(Geeignet für DIN 13 157 & 13 169 Ausstattungen).

Inhalt: 4 x Pflasterstrips 19 x 72 mm
8 x Pflasterstrips 25 x 72 mm
4 x Fingerverbände 12 x 2 cm
4 x Fingerkuppenverbände ca. 43 x 68 mm
8 x Wundschnellverband 6 x 10 cm

Material:
PE + Textilgewebe

Art.Nr.	Ausführung	VE
363.020.05100	Pflasterset im Folienbeutel	50 Stück

X-Ray detektierbare Pflaster

Wussten Sie schon? X-Ray Pflaster werden elektromagnetisch durch Metalldetektoren sowie zusätzlich durch Röntgendetektoren erkannt.

X-Ray Pflaster sind:

- hypoallergen
- röntgen- und elektromagnetisch detektierbar
- wasserabweisend bzw. elastisch
- atmungsaktiv

! Hinweis: Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass die Pflaster auf Ihren Anlagen im Testbetrieb geprüft werden.



Wie ist dies möglich? **Zu der für Metalldetektoren bewährten Aluminiumfolie werden zusätzlich Fäden hinzugefügt, welche durch Röntgengeräte erkannt werden.**

Actiomedic® DETECT Pflasterstrips X-Ray

Elastische, hypoallergene und detektierbare (Metall & Röntgen) Pflasterstrips, einzeln eingeschiegelt.

Maße: 19 x 72 mm
Farbe: blau

Material: Textilgewebe
Inhalt: 100 Stück



Art.Nr.	Ausführung	VE
336.028.29651	19 x 72 mm, DETECT, ELASTIC	20 Pack



Actiomedic® DETECT Pflasterstrips X-Ray

Wasserabweisende, hypoallergene und detektierbare (Metall & Röntgen) Pflasterstrips, einzeln eingeschiegelt.

Maße: 19 x 72 mm
Farbe: blau

Material: PE
Inhalt: 100 Stück



Art.Nr.	Ausführung	VE
336.028.13306	19 x 72 mm, DETECT, AQUATIC	20 Pack



Actiomedic® DETECT Fingerverbände X-Ray

Wasserabweisende, hypoallergene und detektierbare (Metall & Röntgen) Fingerverbände.

Maße: 12 x 2 cm
Farbe: blau

Material: PE
Inhalt: 100 Stück



Art.Nr.	Ausführung	VE
336.028.11306	12 x 2 cm, DETECT, AQUATIC	20 Pack



 **GRAMM** medical healthcare GmbH
Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Germany

Tel +49(0)7151 27 20 18 - 0
Fax +49(0)7151 27 20 18 - 29
info@gramm-medical.de
www.gramm-medical.de

Ihr Fachhandelspartner: